

# LÁMPARA DE OPERACIONES

RODABLE 84 LEDS

MARCA: TECHNOMED

MODELO: TMI KOMAX 84



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Intensidad:	140 000 Lx
Números le Leds	84
Diámetro de la Luz	500mm
Índice de color	93 RA
	Intensidad ajustable del 0 -100%
Tipo de regularización	Modo Endo: Solo leds de color amarillo
	Función de memorias: 25%, 50%, 75%
Color de Led	Combinación de amarillo y blanco
Vida de los Leds	>50 000 hrs.
Fuente	220V



### SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

### DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549  
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe