

# MONITOR FETAL

MARCA: COMEN

MODELO: C11



## DESCRIPCIÓN:

- Diseño Compacto y ligero, cuenta con las siguientes características generales:

## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Pantalla LED de 5.6"
- Transductores de FHR a prueba de agua, soporte de parto en el agua.
- Batería de iones de litio de alta capacidad incorporada, más de 2 horas de tiempo de funcionamiento.
- Impresora de 150 mm de ancho. Ranura de papel extraíble especial, fácil para reemplazar y observar el papel.
- Alarmas audio/visuales de 3 niveles.
- Sistema avanzado de gestión de archivos de pacientes.
- Indicador de intensidad de señal FHR, verificación de canal cruzado de gemelos.
- Se pueden ver luces de alarma dobles únicas y llamativas desde un ángulo amplio, lo que hace que la alarma fisiológica y la alarma de tecnología sean más claras e intuitivas.
- 60 horas de revisión de forma de onda en tiempo real.
- Función de monitoreo temporizado, evite el monitoreo de horas innecesarias.

## CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

### Configuración:

FHR:	UC (toco)	Marcador
<ul style="list-style-type: none"><li>• 02 Dopplers Pulsado (para gemelar)</li><li>• Frecuencia del Ultrasonido: 1.0MHz <math>\pm</math> 1%</li><li>• Rango FHR: 30 - 250 bpm</li><li>• Precisión: <math>\pm</math> 1 bpm</li><li>• Intensidad: &lt; 5mW/cm<sup>2</sup></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rango: 0 - 100%</li><li>• Resolución: 1%</li><li>• Error no lineal: <math>\leq</math> <math>\pm</math> 10%</li><li>• Modo Cero: Auto / Manual</li><li>• Resistencia dieléctrica: 4000Vrms</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Automático y manual</li></ul>



### SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

### DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549  
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe

# MONITOR FETAL

MARCA: COMEN

MODELO: C11



## Impresora

- Tipo: Incorporada matriz térmica
- Modo: Rápido, tiempo real
- Velocidad: 1/2/3 cm/min seleccionable, 25mm/s (revisión)
- Ancho de registro: 150mm
- Impresión automática: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 min. / apagado

## Pantalla

- Tamaño: 5.6" táctil
- Resolución: 800x600
- 6 Formas de onda (máximo)

## Almacenamiento de datos:

- Revisión de alarmas: 200 grupos
- Revisión de datos: 60 horas
- Gráfico de tendencias: 60 horas
- Tabla de tendencias: 60 horas
- Almacena datos después de apagado: Si

**Alimentación: 100-240V, 50/60Hz±1Hz:**

**Potencia: 80VA**

## Batería:

- Tipo de batería: Recargable ION de Litio
- Capacidad de la batería: 2200mAh
- Tiempo de Carga: 6 Horas
- Tiempo de trabajo: 2 horas

## Dimensiones:

- 287mm×232mm×90mm
- Peso: 2.1kg (sin accesorios)
- Temperatura de trabajo: 0-40°C
- Humedad: 15 - 80%



**SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:**

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

**DIRECCIÓN:**

Av. Emancipación 549  
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe