

ASPIRADOR DE SECRECIONES

MARCA: YUWELL MODELO: 73-C



ESPECIFICACIONES GENERALES:

Unidad de succión de ema portátil basada en una nueva generación de dispositivos de succión de lubricación libre de aceite, que es adecuado para el paciente que tiene dificultad en la eliminación de ema. También sirve para aspirar líquidos y sangre durante la práctica clínica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Máximo vacío: ≥ 0.075 MPa
- Potencia: 90VA
- Intervalo de vacío: 0.02Mpa - max. vacío.
- Caudal: ≥ 15 L/min.
- Capacidad de la botella: 1000 mL
- Ruido: ≤ 65 dB
- Tensión nominal: 220V AC $\pm 10\%$ / 60Hz.
- Peso neto: 4.4 Kg.
- Dimensiones: 370 x 180 x 280mm.



ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe