

# CENTRÍFUGA DIGITAL 12 Tubos

MARCA: GREATLAB

MODELO: LC-04C PLUS



## ESPECIFICACIONES GENERALES:

- Equipo controlado por microprocesador, con corriente directa, libre de mantenimiento (sin carbones).
- Pantalla LED (8 segmentos) fácil de trabajar.
- Se puede observar las revoluciones por minuto y el tiempo en forma real.
- Cuenta con una estructura rígida de plástico
- Con cerradura de puerta mecánica e interruptor de seguridad.
- Utilizado para el análisis cualitativo del suero y plasma sanguíneo.

## ESPECIFICACIONES GENERALES:

- **Máxima Velocidad:** 4000 rpm, ajuste de velocidad continuo.
- **Máximo RCF:** 2325 x g, Se puede Visualizar el RCF
- **Rango de tiempo:** 0-99 min.
- **Dimensiones:** 280 x 310 x 265 mm
- **Tipo de cabezal:** Rotor fijo de 45° de ángulo
- **Peso Neto:** 9kg.



## ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595  
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

## SERVICIO POSTVENTA:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

## DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549  
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe