

# MICROSCOPIO BINOCULAR LED

MARCA: GREATLAB MODELO: XSZ 157H



## ESPECIFICACIONES GENERALES:

Este equipo tiene un marco moderno y puede ajustarse inclinado a 45 °. La etapa mecánica de doble capa con mango largo ajustable y perilla coaxial gruesa y fina de fácil operación. También cuenta con objetivos acromáticos de alta calidad que garantizan la mejor imagen. Es ampliamente utilizado en colegios y universidades, establecimientos médicos y de salud.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **Objetivos acromáticos:** 4 X, 10 X, 40 X (S), 100X (S, Aceite)
- **Ocular:** WF10X / Campo de visión 18mm.
- **Binocular:** Inclinado 30° grados, rota 360 grados, distancia interpolar 55 - 75 mm.
- **Revolver:** Cuádruple.
- **Platina:** 140 x 132 mm movimiento; rango 75 x 30 mm.
- **Enfoque:** Ajuste coaxial de enfoque grueso y fino con mecanismo de piñón y cremallera. Valor de escala de enfoque fino 0,002 mm
- **Iluminación:** LED de gran iluminación.
- **Colector:** iluminación fija de alto brillo
- **Fuente de energía:** 220V AC, 50/60Hz



## ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595  
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

## SERVICIO POSTVENTA:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

## DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549  
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe