

# DEFIBRILADOR DEA SEMIAUTOMATIZADO

Marca: AMOUL

Modelo: i5



## DESCRIPCIÓN GENERAL:

Este equipo proporciona indicaciones y mensajes de voz simples y directos para la operación de rescate directa. El equipo es ligero, funciona con batería y cómodo de transportar. i5 tiene como objetivo tratar la fibrilación ventricular (FV) y la taquicardia ventricular, y estos dos síntomas son la causa más común de paro cardíaco repentino (SCA).

Su pantalla a color de 7" hace que las instrucciones de funcionamiento sean fáciles de entender, con visualización completa del ECG durante el análisis del ritmo cardíaco. Además, cuenta con instrucciones de voz precisas durante todo el proceso de desfibrilación, incluidas las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aumentando así la efectividad del rescate.

## CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

● **IDIOMA:** Español, Voz y Texto.

● **PANTALLA:**

- Tamaño: 7" TFT full color
- Resolución: 800 x 480

● **DEFIBRILACIÓN:**

- Forma de onda: Bifásica e-cube (exponencial truncada bifásica inteligente): compensación de impedancia
- Energía: Adulto: 200J, Pediátrico: 50J
- Modo de operación: Semi-Auto (Aviso de descarga)
- Rango de impedancia del paciente: 0  $\Omega$  a 300  $\Omega$
- Tiempo de análisis del ritmo cardíaco:  $\leq$  8s (temperatura de 20°C)
- Almacenamiento de energía y tiempo de carga:  $\leq$  10s (temperatura de 20°C, aplicable en una nueva batería carga a full)
- Tiempo desde el inicio del análisis hasta la preparación para el choque:  $\leq$  15s temperatura de 20°C, aplicable en una nueva batería carga a full)

**ADQUISICIÓN DE ECG:**

- Derivada: II (RA, LL)
- Ancho de Banda: 1 a 30 Hz
- Rango de Impedancia: 25 $\Omega$  a 175  $\Omega$

**SISTEMA DE ANÁLISIS DE ECG:**

- Ritmo de desfibrilación: FV / TV

**PESO:** 2.3 Kg

**DIMENSIONES (CM):** 28.9 x 21.7 x 9.1

Consultar por la batería que se adaptape a sus necesidades (solo incluye 1 batería)

**BATERÍA (NO RECARGABLE):**

- Tipo: LiMnO<sub>2</sub>, No recargable, Larga vida para batería primarias
- Voltaje: 12V, 4.5Ah.
- Capacidad: Batería con duración aprox. 5 años en standby, al menos 200 descargas o 4 horas de trabajo.

**BATERÍA (RECARGABLE):**

- Tipo: LiMnO<sub>2</sub>, recargable
- Capacidad: Batería con duración aprox. 5 años en standby, al menos 280 a 350 descargas

## ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595  
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

## SERVICIO POSTVENTA:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

## DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549  
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe

# DEFIBRILADOR DEA SEMIAUTOMATIZADO

Marca: AMOUL

Modelo: i5



## IMÁGENES REFERENCIALES:



imágenes referenciales



imágenes referenciales

Módulo de pared se vende por separado



## ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595  
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

[ventas549@kendalimport.com.pe](mailto:ventas549@kendalimport.com.pe)

## SERVICIO POSTVENTA:

 944 640 865

 [asistentepostventa@kendalimport.com.pe](mailto:asistentepostventa@kendalimport.com.pe)

## DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549  
Stand 118 - A Cercado de Lima

[www.kendalimport.com.pe](http://www.kendalimport.com.pe)