

ELECTROBISTURÍ

Marca: OBS Modelo: 350A



DESCRIPCIÓN GENERAL:

Excelente compatibilidad, disponible para sellado de vasos, adecuado para cirugía general, cirugía vascular, cirugía hepatobiliar y pancreática, cirugía cardiotorácica, gastroenterología, RTUP y TUV, y compatible con cistoscopia, artroscopia, laparoscopia e histeroscopia.

Datos técnicos:

- Voltaje: 230 V \pm 10 V, 50 / 60 Hz
- Frecuencia de trabajo: 330-460KHz
- Corrientes de fuga a tierra: menos de 0,5 mA
- Corrientes de fuga a paciente: menos de 0.01mA
- Rango de temperatura para un buen trabajo: 5 ° ~ 40 °
- Rango de la humedad relativa: \leq 80%
- Rango de presión de la atmósfera: 86,0 ~ 106.0kPa

Modos de trabajo:

- Corte Puro: 1 - 350W (carga: 500 Ω)
- Corte 2: 1 - 250W (carga: 500 Ω)
- Corte 3: 1 - 150W (carga: 500 Ω)
- La coagulación 1: 1 - 120W (carga: 500 Ω)
- La coagulación 2: 1 - 100W (carga: 500 Ω)
- La coagulación 3: 1 - 50W (carga: 500 Ω)
- Bipolar 1: 1 - 150W (carga: 100 Ω)
- Bipolar 2: 1 - 100W (carga: 100 Ω)

Accesorios:

- Lápiz de electrocirugía desechable
- Pinzas bipolares reutilizables
- Pedal y cable.r



ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 626
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe