

# MESA OBSTÉTRICA GINECOLÓGICA ELÉCTRICA

MARCA: TECHNOMED

MODELO: KMI 1200



## DESCRIPCIÓN GENERAL:

Se trata de una cama de parto muy versátil que ofrece total flexibilidad para el médico. Para la madre, alivia enormemente el trauma del parto.

## CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

- La altura y orientación ajustables del asiento y el respaldo ofrecen una gran flexibilidad. Camilla con secciones de múltiples posiciones.
- Control remoto operado manualmente.
- Asiento con corte en U para máxima accesibilidad.
- Reposapiernas desmontable que satisface los requisitos tanto del profesional como del paciente.
- Soporte para piernas para una posición cómoda del paciente.
- Bandeja para ginecología fácil de limpiar.
- Las empuñaduras firmes brindan un buen soporte para el paciente.
- Base acolchada suave y cálida, con una capa superior higiénica.
- Los controles operados con el pie brindan facilidad de operación.
- Litotomía (opcional)

## POSICIÓN QUE REALIZA LA MESA:

- Ajuste de altura: arriba y abajo
- Ajuste de la sección trasera



### SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

 944 640 865

 [asistentepostventa@kendalimport.com.pe](mailto:asistentepostventa@kendalimport.com.pe)

### DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549  
Stand 118 - A Cercado de Lima

[www.kendalimport.com.pe](http://www.kendalimport.com.pe)

# MESA OBSTÉTRICA GINECOLÓGICA ELÉCTRICA

MARCA: TECHNOMED

MODELO: KMI 1200



## DATOS TÉCNICOS:

<b>Longitud de la mesa</b>	185 ± 5cm
<b>Largo, sin sección de pie</b>	140 ± 5cm
<b>Ancho con riel lateral</b>	79 ± 5cm
<b>Ancho sin riel lateral</b>	69 ± 5cm
<b>Altura mínima</b>	49 ± 5cm
<b>Altura máxima</b>	112 ± 5cm
<b>Ajuste de la sección trasera</b>	-5° to +70°



SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549  
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe