

AGITADOR VORTEX

MODELO: TM-MIVOT



INFORMACIÓN DETALLADA:

Generalmente se usa para mezclar pequeños viales de líquidos en laboratorios. Para la para suspensión enérgico de células o gránulos químicos en tubos de hasta 15 ml.

- Cuenta con modo continuo e intermitente.
- Aspecto compacto, función potente, súper resistente a los golpes, ideal para operaciones a alta velocidad.
- Diseño de rodamiento excéntrico estable, confiable, resistente y duradero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Potencia: 80W

Velocidad variable de Rotación: 100 – 3000 rpm

Superficie de trabajo: diámetro de 26 mm

Peso: 2.4 Kg.

Dimensiones: 175 x 160 x 160

Voltaje: 220V



ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe