

AUTOCLAVE

18 LT

MARCA: COMAP

MODELO: YX-LDJ



ESPECIFICACIONES GENERALES:

Este producto usa vapor presurizado para esterilizar los utensilios rápida y eficientemente. Puede ser usado en hospitales, centros de salud públicos, estaciones de salud, clínicas, fábricas, minas, institutos de investigación científicas, etc. para esterilizar toda clase de equipos médicos, ropa de cirugía, lentes y soluciones.

CARACTERÍSTICAS:

- 2 Válvulas de seguridad.
- Grifo de drenaje.
- Manómetro de doble escala (presión y temperatura)
- Resistencia de calentamiento interno, ofrece un buen rendimiento.
- Durable, confiable y seguro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Volumen de esterilización: 18 L
- Presión: 0.14-0.16Mpa
- Máxima presión: 0.165Mpa
- Temperatura de funcionamiento: 121°C - 126°C.
- Rango de ajuste de presión: 0.05-0.14 Mpa
- Rango del temporizador: 0-60min
- Consumo de energía: 2KW / AC220V.60Hz
- Dimensiones: 41 x 41 x 52 cm



ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe