

BAÑO MARÍA

21 LITROS

MARCA: GREATLAB

MODELO: HH-W600



ESPECIFICACIONES GENERALES:

Cuenta con una estructura compacta, con ahorro de energía, fácil mantenimiento y una larga vida útil. Es un equipo ampliamente utilizado en las unidades médicas, colegios y universidades. Cuenta con una pantalla display para poder observar la temperatura interna.

- Está equipado con un drenaje de agua
- Equipo controlado por microprocesador.
- Buen rendimiento de aislamiento con cubierta de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

MODELO	HH-S2	HH-W420	HH-W600
CAPACIDAD	5.7 LITROS	9 LITROS	21 LITROS
MEDIDAS INTERNAS (mm)	300x160x120	400x180x130	580x280x130
POTENCIA VA	600 W	1000W	1500W
RANGO DE TEMPERATURA	Temperatura ambiente +5 hasta 100°C		
TEMPERATURA DE FLUCTUACIÓN	± 0.5°C	± 1°C	
VOLTAJE	220V / 60 Hz		



ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe