

BOMBA DE INFUSIÓN

Marca: KELLYMED Modelo: ZNB-XAII



DESCRIPCIÓN GENERAL:

Equipo de diseño compacto, ligero en peso y de tamaño pequeño.

Motor de bajo ruido de conducción con Sensor de Ultrasonidos de burbuja, fácil de instalar, con preciso ajuste de velocidad de infusión para los pacientes, Caudal de precisión equipado con el sistema de dedo peristáltico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Mecanismo de bombeo: Peristáltica curvilínea
- Modo de Infusión: ml/h, gota/min, basando en el tiempo, peso corporal, nutrición.
- IV Series: Compatible con conjuntos IV de cualquier estándar
- Flujo de tasa: 1 ~ 1500 ml/h, en paso de 1ml
- Precisión: IV serie estándar: 4%
- Termostato incorporado: de 30 a 45°C, en paso de 1°C
- Volumen: 1~20000 ml
- KVO tasa: 1 a 5ml/h, en paso de 0.1 ml/h
- Sensibilidad de Oclusión: Alta, media, baja.
- Detección de aire en línea: Detector de ultrasónico
- Alarmas: Oclusión, aire en línea, puerta abierta, programa final, batería baja, apagado de CA, mal funcionamiento del motor, mal funcionamiento del sistema, modo espera.
- Velocidad de purga: 500, 800, 1200 ml/h
- Registro de historial: 50 000 eventos
- Fuente de alimentación, AC: 100/230 VAC, 50-60 Hz, 20 VA
- Batería: 9.6V (recargable)
- Duración de la batería: 3 horas en el 30 ml/h
- Temperatura de trabajo: 10-40°C
- Humedad relativa: 30-75%
- Presión atmosférica tamaño: 700-1060 hPa
- Peso: 2.5kg
- Dimensiones: 130 x 145 x 228 mm
- Clasificación de seguridad: Clase I, Tipo CF



ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe