

# CENTRÍFUGA DIGITAL 12 Tubos

MARCA: GREATLAB

MODELO: HW12M



## DESCRIPCIÓN :

La centrífuga HW12M es ampliamente utilizada en análisis físico, químico, bioquímica, biología celular y molecular, laboratorios clínicos y centros de donación de sangre.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Descripción	HW12M
<b>Máximo RCF</b>	2460 x g
<b>Alimentación</b>	AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
<b>Capacidad de rotor</b>	12 x 15ml Adaptadores para 12x 10ml/7ml/5ml/3ml/1.5ml
<b>Velocidad</b>	De 300 a 4000 rpm
<b>Tiempo</b>	15s y 99 min o tiempo continuo
<b>Tipo de motor</b>	Motor sin escobillas
<b>Dimensión</b>	370 x 330 x 175 mm
<b>Peso</b>	11 KG

## ESPECIFICACIONES GENERALES:

- Motor libre de mantenimiento sin carbones
- Pantalla LCD de tiempo y velocidad
- Velocidad ajustable de 300 a 4000 rpm.
- Tiempo programable de 15s y 99 min o tiempo continuo.
- Para tubos de 12 x 15 ml.
- Colección de tubos para 12x 10ml/7ml/5ml/3ml/1.5ml
- La tapa se abre automáticamente al final del tiempo programado para evitar el calentamiento de la muestra y para reducir el tiempo de manipulación.
- Detección automática del desequilibrio del rotor.



## ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595  
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

## SERVICIO POSTVENTA:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

## DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549  
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe