

CENTRÍFUGA DIGITAL 8 TUBOS

MARCA: GREATLAB MODELO: SPIN PLUS 8



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

La centrífuga es ideal para la separación de suero, plasma, urea, muestras de sangre y otras aplicaciones de rutina en hospitales y laboratorios de investigación. También es ampliamente utilizado en tratamientos estéticos como el PRP/PPP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Diseño compacto y estético.
- Cuenta con tapa con cierre de seguridad
- Pantalla LCD que muestra en tiempo real RPM y tiempo.
- Apertura de la tapa automáticamente.
- Interfaz de operación fácil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Máxima Velocidad: 400 - 5000 rpm en paso de 100 rpm
- Máximo RCF: 3074 x g
- Capacidad de los tubos: 8 x 15 ml
- Rango de tiempo: 15 seg. ~ 99 min.
- Dimensiones: 350 x 400 x 320 mm
- Tipo de cabezal: Rotor fijo de 45° de ángulo.
- Potencia de consumo: 40 W
- Tiempo de aceleración a velocidad máxima: 20 - 80 Segundos
- Tiempo de frenado desde máx. velocidad: 20 - 80 Segundos
- Peso Neto: 5 kg.
- Alimentación: 220V / 60 Hz



ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe