

COLLAR CERVICAL

MODELO: PINMED

MODELO: CC-01



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

El collar cervical cc-01 simplifica el trabajo, utiliza poco espacio y provee una excelente inmovilización para pacientes. Fácil y rápido de usar. Presenta sistema de seguros para los distintos tamaños de cuello. Fabricados sin látex. Usa el mismo sistema de medición y aplicación que los collares originales Stifneck.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :

- 5 posiciones de regulación (tall, regular, short y no-neck).
- Fácil acceso para revisión y control de pulso.
- Aumento del área frontal del collar para mejor visualización de la tráquea.
- Los sistemas de seguro aseguran la posición del collar seleccionado.
- Guías de ajustes simétricos para correcta alineaciones.
- Espacio abierto en el sector trasero del collar para deslizamiento de dedos (realización de palpaciones).
- Compatibles con rayos-X, resonancias magnéticas y tomografías computacionales.



ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe