

ESPECIFICACIONES GENERALES:

EB05 es un equipo versátil diseñado para realizar electrocirugía estándar y mejorada con argón. Cuenta con 10 configuraciones de potencia diferentes, memoria para 9 programas, salida flotante máxima de 400 W, y argón (opcional). Cuenta con un sistema mejorado para brindar un corte y coagulación óptimos con un daño mínimo al tejido, que combina bien la seguridad y la efectividad para una amplia gama de necesidades electroquirúrgicas, como Cirugía general, Cardiología, Cirugía ORL, Gastroenterología, Ginecología, Laparoscopia, Neurocirugía, Cirugía plástica, Cirugía torácica y Urología (como RTUP, TUVP).

CARACTERÍSTICAS:

- Salida controlada por microprocesador máx. 400 w (todos flotantes)
- Cuenta con 7 modos de potencia monopolar 3 modos de potencia bipolar.
- Ajuste automático de potencia y compensación por variación de tejido.
- Sistema de monitoreo de electrodo de retorno (REM).
- Memoria para 9 programas.
- Sistema OPCIONAL de argón para electrocirugía mejorada.
- Capacidad TURP, TUVP.
- Se puede configurar hasta 3 instrumentos diferentes simultáneamente.
- Equipo registrado en la CE.



ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Monopolar				
Modo Corte	Max potencia de salida	Carga (ohms)	Circuito Abierto Vp-p	Factor de Cresta
Puro	400 W	500Ω	2,300 v	1.5
Blend1	300 W	500Ω	2,700 v	2.1
Blend2	200 W	500Ω	3,200 v	2.5
Blend3	150 W	500Ω	3,700 v	3.1
Modo Coagulación				
Punto	120 W	500Ω	5,600 v	6.1
Suave	120 W	500Ω	3,400 v	6.1
Spray	120 W	500Ω	8,500 v	8.3
Bipolar				
Modo Corte				
Estándar	70 W	200Ω	1,450v	1.5
Modo coagulación				
Estándar	70 W	500Ω	240V	1.5
Precisión	70 W	200 Ω	360V	1.5

Tasa de Frecuencia: 512Khz (110/240 vAC, 60/50 Hz)

Visualización cuantitativa del área de contacto: Si, por tipo "Split" de la placa neutral.

Ciclo de trabajo operativo: 10 segundos en ON, 30 segundos en OFF.

Métodos de enfriamiento: por convección.

Dimensiones: 460 x 410 x 160 mm

Peso: 11.2 Kg.

ÁREA COMERCIAL:



969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700



ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:



944 640 865



asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de lima

www.kendalimport.com.pe