

# ELECTROBISTURÍ (ELECTROCAUTERIO)

Marca: OBS Modelo: 100A



## DESCRIPCIÓN GENERAL:

EQUIPO PORTÁTIL, ADECUADO PARA CIRUGÍA GENERAL Y VETERINARIA

### Datos técnicos:

- Voltaje: 230 V  $\pm$  10 V
- Frecuencia de trabajo: 330 - 460KHz.
- Corrientes de fuga a tierra: menos de 0,5 mA.
- Corrientes de fuga a paciente: menos de 0.01mA.
- Rango Ambiental de la temperatura: 5 ° ~ 40 °.
- Rango Ambiental de la temperatura:  $\leq$  80%.
- Rango de presión atmosférica: 86.0 ~ 106.0kPa

### Modos de trabajo:

- Corte Puro: 5 ~ 100W (carga: 300 $\Omega$ ).
- Corte mezcla: 5 ~ 50W (carga: 300 $\Omega$ ).
- Coagulación forzada: 5 ~ 80W (carga: 500 $\Omega$ ).
- Coagulación suave: 5 ~ 50W (carga: 500 $\Omega$ )

### Imágenes referenciales:



### SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

### DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549  
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe

# ELECTROBISTURÍ (ELECTROCAUTERIO)

Marca: OBS Modelo: 100A



## IMÁGENES REFERENCIALES:



Diseño ergonómico y fácil de transportar

### Incluye los siguientes accesorios:

- Manual de Instrucciones.
- Lápiz ESU (2).
- Cable para paleta reusable.
- Cable de corriente AC.
- Almohadillas electroquirúrgicas (2).



### SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

### DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549  
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe