

ELECTROBISTURÍ

Marca: OBS Modelo: 350A



DESCRIPCIÓN GENERAL:

Excelente compatibilidad, disponible para sellado de vasos, adecuado para cirugía general, cirugía vascular, cirugía hepatobiliar y pancreática, cirugía cardiotorácica, gastroenterología, RTUP y TUV, y compatible con cistoscopia, artroscopia, laparoscopia e histeroscopia.

Datos técnicos:

- Voltaje: 230 V \pm 10 V, 50 / 60 Hz
- Frecuencia de trabajo: 330-460KHz
- Corrientes de fuga a tierra: menos de 0,5 mA
- Corrientes de fuga a paciente: menos de 0.01mA
- Rango de temperatura para un buen trabajo: 5 ~ 40
- Rango de la humedad relativa: \leq 80%
- Rango de presión de la atmósfera: 86,0 ~ 106.0kPa

Modos de trabajo:

- Corte Puro: 1 - 350W (carga: 500 Ω)
- Corte 2: 1 - 250W (carga: 500 Ω)
- Corte 3: 1 - 150W (carga: 500 Ω)
- La coagulación 1 (spray): 1 - 120W (carga: 500 Ω)
- La coagulación 2 (forced): 1 - 100W (carga: 500 Ω)
- La coagulación 3 (soft): 1 - 50W (carga: 500 Ω)
- Bipolar 1 (macro): 1 - 150W (carga: 100 Ω)
- Bipolar 2 (micro): 1 - 100W (carga: 100 Ω)

Imágenes referenciales:

Cuenta con 10 memorias preestablecidas

Accesorios: Lápiz de electrocirugía desechable, pinza bipolar reutilizable, pedal y cable.



SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe

ELECTROBISTURÍ

Marca: OBS Modelo: 350A



EL EQUIPO CUENTA CON LOS SIGUIENTE ACCESORIOS:



SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe