

# ESTERILIZADOR AUTOCLAVE

## 24 Lt

MARCA: COMAP KELING

MODELO: YX-24HDD



Autoclave Semi-Automático, el cual utiliza vapor presurizado para esterilizar los utensilios rápida y eficientemente. Puede ser usado en hospitales, centros de salud públicos, estaciones de salud, clínicas, fábricas, minas, institutos de investigación científicas, etc. para esterilizar toda clase de equipos médicos, ropa de cirugía, lentes y soluciones.

### ESPECIFICACIONES GENERALES:

- Estructura completamente de acero inoxidable.
- Manija tipo rueda que asegura un sellado completamente hermético.
- Programación digital de tiempo y temperatura.
- Corte automático con sonido, que indica la finalización de la esterilización.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

**Volumen de esterilización:** 24L  $\phi$ 280x390mm (0.024m<sup>3</sup>)

**Presión de trabajo:** 0.14 – 0.16 Mpa

**Rango de temperatura:** 105 – 126°C

**Rango de tiempo:** 0 a 99 min.

**Max. Presión de seguridad:** 0.165 Mpa

**Temperatura de fluctuación:**  $\leq \pm 1^\circ\text{C}$

**Consumo:** 2KW/AC 220V.60Hz

**Dimensiones de transporte:** 42x42x75 cm

**Peso Neto:** 14Kg

**Peso Bruto:** 15Kg



### ÁREA COMERCIAL:



969 781 627 / 969 781 595  
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700



ventas549@kendalimport.com.pe

### SERVICIO POSTVENTA:



944 640 865



asistentepostventa@kendalimport.com.pe

### DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549  
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe