

ESTERILIZADOR DE 18 LT

Marca: STEEL NACIONAL



DESCRIPCIÓN:

Es un equipo eléctrico utilizado para la esterilización de instrumental médico, de laboratorio, etc. Forman parte del equipamiento de laboratorio. El horno utiliza calor seco para esterilizar los objetos que se introducen en él.



ESPECIFICACIONES GENERALES:

- Estructura de acero inoxidable.
- Sistema de Fibra de vidrio como protección de irradiación del calor, muy seguro y estable.
- Interruptor de encendido con indicador luminoso.
- Control de Tiempo (temporizador).
- Control de temperatura.
- Soportes antideslizantes.
- Manija de apertura de la tapa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Temporizador: 0 - 120min.
- Temperatura de trabajo máxima: 300°C.
- Rango de temperatura de esterilización: 160°C - 180°C.
- Regulación de la temperatura: control tipo perilla continua.
- Regulación de tiempo: graduado por minuto tipo perilla con engranaje.
- Dimensiones: 27cm (Ancho) x 33cm (Alto) x 22cm (fondo) aprox.
- Voltaje de trabajo: 220-240 VAC/ 60 Hz.
- Potencia de consumo: 600W.
- Capacidad: 18 Lt.
- Peso bruto: 16Kg.



ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe