

# HORNO ESTERILIZADOR 50 LT

MARCA: GREATLAB

MODELO: DHG-9053A



## CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

Esta máquina utiliza a alta temperatura para secar el calor, también puede hacer la oxidación de los microorganismos, desnaturalización de proteínas, para matar microorganismos residuales en un cierto período.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES:


- El aire horizontal circula por conductos de aire doble, alta eficiencia y alta uniformidad.
- Controlador PID, con función de protección de sobre temperatura.
- Cuenta con nuevo mango anti calor.
- Controlador por microprocesador.
- Ajuste de temperatura y tiempo.
- Autoajuste PID, alarma de sobre temperatura.
- Alarma automática después del funcionamiento.
- Tinterior de acero inoxidable, las esquinas de la cámara son semicirculares

## CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

- Con cerradura de la puerta oculta y ventilador silencioso (tiro forzado).
- Protección contra sobrecalentamiento mecánica.
- Protección de fuga de electricidad.
- Con ventana de doble vidrio.
- Visualización y programación digital de tiempo y temperatura.
- Alarma de temperatura.
- Alarma automática después de terminado el proceso de esterilización.
- Se utiliza para la esterilización, desparafinado, solidificación para uso industrial y minera, productos farmacéuticos, cuidado de la salud y los institutos de investigación científica.



### SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

 944 640 865

 [asistentepostventa@kendalimport.com.pe](mailto:asistentepostventa@kendalimport.com.pe)

### DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549  
Stand 118 - A Cercado de Lima

[www.kendalimport.com.pe](http://www.kendalimport.com.pe)

# HORNO ESTERILIZADOR 50 LT

MARCA: GREATLAB

MODELO: DHG-9053A



## DATOS TÉCNICOS:

<b>MODELO</b>	DHG-9053A
<b>CAPACIDAD</b>	<b>50 LITROS</b>
<b>MEDIDAS INTERNAS (MM)</b>	415 x 375 x 345
<b>POTENCIA VA</b>	800W
<b>RANGO DE TEMPERATURA</b>	Temperatura ambiente +10 hasta los 250°C
<b>TEMPERATURA DE RESOLUCIÓN</b>	0.1°C
<b>TEMPERATURA DE FLUCTUACIÓN</b>	± 0.5°C
<b>TEMPERATURA DE HOMOGENEIDAD</b>	± 0.5°C
<b>TIEMPO</b>	1-9999 min
<b>VOLTAJE</b>	220V

## IMÁGENES REFERENCIALES:



SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549  
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe