

INCUBADORA DE LABORATORIO 50 LT

MARCA: GREATLAB

MODELO: DNP-9050A



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

Es el equipo necesario para el cultivo termostático en departamentos de investigación científica como servicios médicos, medicina, biología, ingeniería química, agricultura, etc..

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Controlador por microprocesador.
- Visualización y programación digital de tiempo y temperatura.
- Alarma de temperatura, autoajuste PID
- Interior de acero inoxidable
- Con ventana de observación de vidrio
- Alarma automática después de terminado el proceso

DATOS TÉCNICOS:

MODELO	DNP-9050A
CAPACIDAD	50 LITROS
RANGO DE TEMPERATURA	Temperatura ambiente +5 hasta los 65°C
TEMPERATURA DE RESOLUCIÓN	0.1°C
TEMPERATURA DE FLUCTUACIÓN	± 0.5°C
TEMPERATURA DE HOMOGENEIDAD	± 0.5°C
TIEMPO	1-9999 min
VOLTAJE	220V
MEDIDAS INTERNAS (MM)	350x350x410



SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

 944 640 865

 asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe

INCUBADORA DE LABORATORIO 50 LT

MARCA: GREATLAB

MODELO: DNP-9050A



IMÁGENES REFERENCIALES:

Seguro de usar y de operación rápida



Fácil de operar y programar

Controlador de temperatura nivel 5



SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe