

LÁMPARA DE EXÁMEN

MARCA: GREATLAB

MODELO: ZEN-L003




ESPECIFICACIONES GENERALES:

La lámpara sin sombra de funcionamiento LED que puede hacer movimiento de circulación vertical, puede satisfacer la necesidad que plantea la cirugía moderna en alturas y ángulos en la operación. Estas potentes luces proporcionan una intensidad impresionante hasta 180 MLX, que se compone de base (asiento fijo, rueda de freno, columna, fuente de alimentación de conmutación) cuerpo de equilibrio.

Esta lámpara está destinada para su uso en salas de cirugía menor, ambulatorio y consultorios médicos para exámenes de nariz, oídos, ojos y garganta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Una serie de perlas de lámpara LED blancas de alto brillo
- Un sistema óptico especial, 360° de irradiación uniforme.
- Profundidad de Iluminación: 1,000 mm
- Diámetro de los cabezales: 700 mm
- Temperatura de color: 3,000 K - 6,700 K
- Tiempo de vida LED: 50,000 horas de larga duración
- Cuenta con 5 juegos de luces para la visualización de arterias o infecciones
- Cuenta con regulador de intensidad de luz del 1 al 100 %
- Iluminación central: 180 MLX (LED)
- Tiempo de duración de la batería: 4 horas
- Cantidad de focos LED: 61 unidades
- Diámetro del soporte de la lámpara: 75 mm
- Potencia: 9W
- Voltaje: 220 V
- Peso neto: 3 Kg



ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe