

# LÁMPARA DE OPERACIONES RODABLE (6 PÉTALOS)

MARCA: GREATMEDIC

MODELO: MV180MLX CON BATERÍA



## DESCRIPCIÓN GENERAL

La lámpara sin sombra de funcionamiento LED que puede hacer movimiento de circulación vertical, puede satisfacer la necesidad que plantea la cirugía moderna en alturas y ángulos en la operación. Estas potentes luces proporcionan una intensidad impresionante hasta 180 MLX, que se compone de base (asiento fijo, rueda de freno, columna, fuente de alimentación de conmutación) cuerpo de equilibrio.

Esta lámpara está destinada para su uso en salas de cirugía menor, ambulatorio y consultorios médicos para exámenes de nariz, oídos, ojos y garganta.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Serie de perlas de lámpara LED blancas de alto brillo
- Un sistema óptico especial, 360° de irradiación uniforme
- Diámetro de cabezales: 700 mm
- Iluminación central  $\geq 180.000$  lux
- Temperatura de color de 3000K a 6700K
- Irradiancia total  $\leq 1000$  W/m<sup>2</sup>
- Irradiancia/luminancia total  $\leq 6$  mW/(m<sup>2</sup> . lx)
- Cuenta con 5 juegos de luces para la visualización de arterias o infecciones
- Cuenta con un control de intensidad de iluminación del 1 al 100 %
- Cuenta con un control de temperatura de iluminación del 1 al 100 %
- Diámetro del punto de luz (d10) 160 mm o s
- Profundidad de iluminación 1000 mm
- Cantidad de focos LED: 61 unidades
- Luz fría sin radiación infrarroja
- Tiempo de vida útil de los leds de 50,000 horas de larga duración
- Tiempo de duración de la batería: 4 horas



### SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

### DIRECCIÓN:

- Av. Emancipación 549 Stand 118 - A  
Cercado de lima
- Jr. Manoa 244, Breña

www.kendalimport.com.pe