

MESA DE OPERACIONES ELÉCTRICA

MARCA: COMAP

MODELO: DL.CI




La mesa de operaciones eléctrica cuenta con características multifunción integrada que pueden satisfacer las necesidades de diferentes tipos de operaciones.

El equipo compone de la sección de la cabeza, respaldo, asiento, piernas y el puente del riñón. La sección de la cabeza se puede desmontar. Se puede realizar un examen de rayos X en él.

CARACTERÍSTICAS:

- Cuenta con panel de control en el equipo y también con un mando de control, con batería.
- Colchón de alta densidad y sin costuras.
- Motor LINAK importado sin ruido y con una larga vida útil.
- El asiento de la base y la cubierta de la columna vertical están hechos de acero inoxidable 304 de alta calidad que se puede limpiar y esterilizar fácilmente.
- Dispositivo de freno tipo pedal que hace fácil mover la mesa de operaciones. Tiene la función de auto-restauración.

Ítem		Especificación
Longitud		2000 ± 100mm
Ancho		520 ± 20mm
Ajuste de altura		750 ± 50mm
Ajuste de la altura de la mesa		250 ± 30mm
Superficie de la mesa	trendelenburg	≥ 15°
	Trendelenburg inverso	≥ 15°
	Inclina hacia la izquierda	≥ 15°
	Inclina hacia la derecha	≥ 15°
Cabecera	Hacia Arriba	≥ 40°
	hacia abajo	≥ 90°
Respaldo	Hacia Arriba	≥ 90°
	hacia abajo	≥ 10°
Pierna	Hacia Arriba	≥ 15°
	hacia abajo	≥ 90°
	hacia fuera	≥ 180°



ÁREA COMERCIAL:



969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700



ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:



944 640 865



asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe

MESA DE OPERACIONES ELÉCTRICA

MARCA: COMAP

MODELO: DL.CI



ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe