

MESA DE OPERACIONES ELÉCTRICA

MARCA: TECHNOMED

MODELO: Matrix Advance



CARACTERÍSTICAS GENERALES:


- Fabricado en Acero calidad 301 acero inoxidable de grado médico
- Cuenta con la primera caja de control basada en Fuentes de alimentación de modo conmutado (SMPS)
- Proporcionamos un control remoto que está diseñado ergonómicamente para tener un agarre fácil y mejor con cable en espiral y tiene un interruptor con retroiluminación LED con figuras de posición simbólicas que lo hacen conveniente para usar incluso en la oscuridad.
- Proporcionamos la función de posición cero, es decir, al presionar un solo botón, la mesa OT volverá a la posición normal.
- Proporcionamos el modo de orientación inversa del paciente cuando se intercambian las secciones de a cabeza y las piernas.
- Proporcionamos 2 funciones de memoria en el panel de control.
- Cuenta con respaldo de batería en el segundo mando.
- La sección de la cabeza y los pies se opera manualmente mediante el sistema Ratchet.
- Proporcionamos cubiertas de columna y base recubiertas de acero inoxidable para facilitar la limpieza e higiene.
- Los Colchones son Anti Bacterianos y Anti Hongos.
- El movimiento de la mesa es fácil con ruedas giratorias dobles de 100 mm de diámetro, en las que 2 ruedas con frenos.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

- Desmontable: cabeza, pierna y sección pélvica
- Con puente de riñón.
- 5 secciones, parte superior translúcida.
- Su parte mecánica es sofisticada el cual proporcional una articulación suave y sin escalones de la parte superior de la mesa para un posicionamiento preciso del paciente.
- Cuenta con batería recargable.



SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

 944 640 865

 asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe

MESA DE OPERACIONES ELÉCTRICA

MARCA: TECHNOMED


MODELO: Matrix Advance



POSICIONES DE LA MESA:

- Ajuste de altura: Arriba y abajo.
- Inclinación lateral: Izquierda y derecha.
- Trendelenburg y Trendelenburg inverso.
- Posición de flexión y reflexión.

Longitud de la mesa	1900mm
Ancho de la mesa	520mm
Altura mínima (sin colchón)	mín. 750mm
Altura máxima (sin colchón)	máx. 1000mm
Trendelenburg	±25°
Inclinación Lateral	±20°
Sección trasera	±70°
Sección de la cabeza	±60°
Sección de piernas	0°-90°
Sistema de bloqueo de piso	Manual
Flexión	± 25°



SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:


Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe

MESA DE OPERACIONES ELÉCTRICA

MARCA: TECHNOMED

MODELO: Matrix Advance



SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe