

MESA DE OPERACIONES MECÁNICA HIDRÁULICA

MARCA: COMAP

MODELO: 3008B



RANGO DE MOVIMIENTO DE LA MESA:

• Rango de movimiento de la sección cabeza:

- Hacia arriba 45 grados desde forma horizontal.
- Hacia abajo 90 grados desde forma horizontal (Desmontable).

• Rango de movimiento de la sección espalda:

- Hacia arriba 80 grados en forma horizontal.

Rango de movimiento de la sección pierna:

- Hacia abajo 90 grados en forma horizontal (Desmontable).

• Rango de inclinación de la mesa:

- Hacia delante 0-25 grados.
- Inclinación hacia atrás: 0-30 grados.

• Rango de inclinación de la mesa:

- Hacia delante 0-25 grados.
- Inclinación hacia atrás: 0-30 grados.

DIMENSIONES:

- Dimensiones de la mesa de operaciones: 2050 ± 50mm.
- Altura mínima: 750 mm.
- Altura máxima: 950 mm.



ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe