

MESA DE OPERACIONES HÍBRIDA

MARCA: TECHNOMED

MODELO: AYRA K2



ESPECIFICACIONES GENERALES:

- Diseño modular del tablero, adaptado a diversas disciplinas quirúrgicas.
- Colchón con memoria, diseño antiestático e impermeable.
- Columnas excéntricas.
- Acabados en acero inoxidable.
- Secciones desmontables: cabeza, piernas y pelvis.
- Tablero radiotranslúcido de cinco secciones.
- Base y cubierta fabricadas en acero inoxidable atractivo y fácil de limpiar.
- Mecánica sofisticada que proporciona una articulación continua y suave del tablero para un posicionamiento preciso del paciente.
- Deslizamiento longitudinal de hasta 250 mm para acceso del arco en C sin necesidad de reposicionar al paciente

IMÁGENES REFERENCIALES

DATOS TÉCNICOS:

Longitud de la mesa	2000mm
Ancho de la mesa	540mm
Altura mínima (sin colchón)	mín. 750mm
Altura máxima (sin colchón)	máx. 1000mm
Trendelenburg	25°
Trendelenburg inverso	25°
Inclinación Lateral	±20°
Sección de respaldo Arriba / Abajo	80°/30°
Sección de la cabeza Arriba / Abajo	30°/55°
Sección de piernas	0°-90°
Sistema de bloqueo de piso	Eléctrico
Desplazamiento longitudinal	Hasta 250 mm



SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe

MESA DE OPERACIONES HÍBRIDA

MARCA: TECHNOMED

MODELO: AYRA K2



IMÁGENES REFERENCIALES:

Diseño fácil de operar y reclinar



Adopta múltiples ángulos y posiciones



SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe