

MESA DE OPERACIONES HÍBRIDA

MARCA: TECHNOMED

MODELO: AYRA K3



ESPECIFICACIONES GENERALES:

- Base y cubierta de acero inoxidable fácil de limpiar.
- Desmontable: cabeza, pierna y sección pélvica
- Con puente de riñón.
- 5 secciones, parte superior translúcida.
- Su parte mecánica es sofisticada el cual proporcional una articulación suave y sin escalones de la parte superior de la mesa para un posicionamiento preciso del paciente.

IMÁGENES REFERENCIALES

DATOS TÉCNICOS:

Longitud de la mesa	2000mm
Ancho de la mesa	540mm
Altura mínima (sin colchón)	mín. 750mm
Altura máxima (sin colchón)	máx. 1000mm
Trendelenburg	25°
Trendelenburg inverso	25°
Inclinación Lateral	±20°
Sección trasera	±70°
Sección de la cabeza	±60°
Sección de piernas	0°-90°
Sistema de bloqueo de piso	Manual



SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe


MESA DE OPERACIONES HÍBRIDA

MARCA: TECHNOMED

MODELO: AYRA K3



IMÁGENES REFERENCIALES:



Diseño fácil de operar y reclinar



Adopta múltiples ángulos y posiciones



SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe