

MESA OBSTÉTRICA

GINECOLÓGICA ELÉCTRICA

MARCA: TECHNOMED

MODELO: TMI 1208



DESCRIPCIÓN GENERAL:

Mesa de quirófano para obstetricia perfecta para todo tipo de operaciones ginecológicas. La cubierta de la base y la columna está hecha de acero inoxidable 304, buen rendimiento antioxidante y fácil de limpiar.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

- Funcional y versátil
- Flexibilidad y precisión
- Diseño higiénico
- Fácil limpieza
- Fácil de usar

POSICIÓN QUE REALIZA LA MESA:

- Ajuste de altura: arriba y abajo
- Trendelenburg y Trendelenburg inverso
- Ajuste de la sección trasera



SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe

MESA OBSTÉTRICA

GINECOLÓGICA ELÉCTRICA


MARCA: TECHNOMED

MODELO: TMI 1208



DATOS TÉCNICOS:

| | |
|------------------------------------|------------|
| Longitud de la mesa | 1840mm |
| Ancho de la mesa | 550mm |
| Altura mínima (sin colchón) | mín. 700mm |
| Altura máxima (sin colchón) | máx. 950mm |
| Trendelenburg | 20° |
| Sección espalda | ±70° |
| Sistema de bloqueo de piso | Manual |



SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe