

MICROCENTRÍFUGA DIGITAL 24 CAPILARES

MARCA: GREATLAB

MODELO: HW24HP



DESCRIPCIÓN GENERAL:

La Microcentrífuga para hematocrito es ampliamente utilizada en análisis físico y químico, bioquímica, biología celular y molecular, laboratorios clínicos y centros de donación de sangre.

- Pantalla LCD que muestra tiempo y velocidad
- Motor libre de mantenimiento sin carbones y de bajo ruido.
- El rotor está fabricado de aluminio
- Velocidad ajustable desde los 500 rpm hasta los 12000 rpm
- Tiempo programable de 15s a 99min, o tiempo continuo.
- Para tubo capilar de 24x75mm
- La tapa se abre automáticamente al final del tiempo programado para evitar el calentamiento de la muestra y para reducir el tiempo de manipulación.
- Cuenta con un botón para dos programas de fácil acceso.
- Tiene un botón de cambio fácil de rpm a rcf.
- Detección automática de desequilibrio del motor.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

- **Máximo RCF:** 13680 x g
- **Velocidad:** 500 a 12000 rpm
- **Capacidad:** 24 x 75 mm capilares
- **Rango de tiempo:** 15 s 99 min / tiempo continuo
- **Dimensiones:** 212 x 270 x 158 mm
- **Alimentación:** 100V – 240V AC / 50 – 60Hz
- **Dimensión:** 310 x 240 x 180 mm
- **Peso Neto.** 6.5 Kg



ÁREA COMERCIAL:



969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700



ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:



944 640 865



asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe