

MICROSOPIO TRINOCULAR LED

MARCA: GREATLAB

MODELO: XSZ-166T



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Sistema Óptico: Corrección de color.

Cabezal: Tipo Trinocular, 30 grados de inclinación

Ocular: PL10X22T

Campo visual: 22 mm.

Revolver: para 5 objetivos

Objetivos: Plano acromático al infinito
(4X, 10X, 40X, 100X S, aceite).

Platina de doble capa

Tamaño de la platina: 180mm x 150mm

Rango de movimiento: 75mm x 50mm

Micrométrico: 0.002 mm

Condensador: Sistema integrado de iluminación
tipo köehler, direccionador de luz, diafragma de iris
tipo köehler.

Iluminador: LUZ LED de 3W, con brillo de luz ajustable.

Voltaje de entrada: 85 - 240V AC, 50 - 60Hz.



ÁREA COMERCIAL:

📞 969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

✉️ ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:

📞 944 640 865

✉️ asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe