

MONITOR DE PACIENTE

MARCA: CONTEC

MODELO: CMS5100



CONTEC CMS5100 proporciona medidas esenciales para SpO2, Frecuencia del Pulso. Apariencia compacta, funciones integrales, operación simple y conveniente, que es aplicable para hospitales, tratamiento médico comunitario y familiar.

CARACTERÍSTICAS:

Pantalla con LCD TFT a color de 2.8 " (320 × 240) y LED de resaltado rojo y amarillo

Se puede establecer una alarma visual y audible para la presión sistólica (SYS), la presión diastólica (DIA), la SpO2, frecuencia del pulso (PR), Temperatura y los límites superior e inferior de alarma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Rango de medición: 25 ~ 250 latidos por minuto.

Resolución: 1 ppm.

Precisión: ± 2bpm. ó 2%

SpO2

Rango de medición: 25 ~ 250 latidos por minuto.

Resolución: 1 ppm.

Precisión: ± 2bpm. ó 2%

NIBP

- Método: Oscilométrico,
- Modo de Operación: Manual, Auto, Continuo.
- Rango de Medición (mmHg):

	Adulto	Pediátrico	Neonato
Sys	40 ~ 270	40 ~ 200	40 ~ 135
Dia	10 ~ 215	10 ~ 150	10 ~ 100

- Resolución: 1mmHg
- Precisión: ± 3mmHg
- Error medio máximo: ± 5 mmHg
- Desviación estándar máxima: 8 mmHg

ÁREA COMERCIAL:



969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700



ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:



944 640 865



asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe

MONITOR DE PACIENTE

MARCA: CONTEC

MODELO: CMS5100



TEMPERATURA::

- Método de medición: Método de resistencia sensible al calor.
- Tipo de sonda: YSI-2.252K
- Lugar de medición: Axilar.
- Rango de medición: 0 ~ 50°C
- Resolución: 0.1°C
- Precisión: $\pm 0.1^\circ\text{C}$
- Tamaño: 240 mm (L) x 190mm (W) x 162 mm (H). Peso: 1,3 kg (sin batería)
- Fuente de alimentación: 100-240 VAC, 50/60Hz

BATERÍA::

- Tipo: Li batería de 7.4 V DC
- Tiempo mínimo de energía: 4 horas, usando en condiciones normales.
- Tiempo de carga: al 90%; aprox. 4 horas, y full carga 5 horas.



ÁREA COMERCIAL:



969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700



ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:



944 640 865



asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe