

MONITOR MATERNO FETAL

Marca: COMEN

Modelo: CF5



DESCRIPCIÓN:

El monitor fetal Comen CF5 están diseñados para ofrecer una monitorización continua de alta calidad, con precisión y fiabilidad, tanto para el bienestar materno como fetal. Gracias a su avanzada tecnología y funciones fáciles de usar, estos monitores garantizan una atención óptima para las madres gestantes y sus bebés. Sus transductores son de 12 cristales, ofrece una alta sensibilidad y estabilidad, incluso en condiciones difíciles. El indicador de señal cardíaca fetal asegura un seguimiento preciso de la frecuencia cardíaca. Los transductores cuentan con certificación IP68 garantiza que los monitores funcionen correctamente en diversas condiciones, incluidas situaciones de parto bajo el agua.



CARACTERÍSTICAS:

CONFIGURACIÓN FHR:

- 02 Dopplers Pulsado
- Modo de funcionamiento: PW con autocorrelación
- Frecuencia del Ultrasonido: 1.0MHz \pm 10%
- Rango FHR: 50 – 240 bmp
- Precisión: \pm 1 bpm
- Intensidad: <5mW/cm²

Marcador FM

- Automático y manual

UC (toco)

- Rango: 0 – 100%
- Resolución: 1%
- Error no lineal: \leq 10%
- Modo Cero: Auto / Manual
- Resistencia dieléctrica: >4000Vrms

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMPRESORA

- Tipo: Incorporada, matriz térmica
- Modo: Rápido, tiempo real
- Velocidad: 1/2/3 cm/min seleccionable, 25mm/s (revisión)
- Ancho de registro: 152/150mm
- Impresión automática: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 min. / continuo.

PANTALLA:

- Pantalla táctil capacitiva LCD TFT en color de calidad médica 13,3"
- Resolución: 1920 x 1080

ALMACENAMIENTO DE DATOS:

- Datos de pacientes: 60 horas por paciente
- Almacenamiento de datos: 500 eventos o 5000 horas
- Almacena datos después de apagado: Si.

FRECUENCIA CARDÍACA:

- Adulto: 15-300bpm
- Precisión MHR: \pm 1% o \pm 1 lpm (lo que sea mayor)
- Resolución MHR: 1 lpm

ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

- Av. Emancipación 549 Stand 118 - A Cercado de lima
- Jr. Manoa 244 - Breña

www.kendalimport.com.pe

MONITOR MATERNO FETAL

Marca: COMEN

Modelo: CF5



MECG:

- Tipos de derivaciones: Reconocimiento automático de 3/5 ramales
- Rango de la señal de entrada: $\pm 10\text{mv}$ (p-p)
- Forma de onda de ECG: Control manual de visualización de la forma de onda del ECG.
- Velocidad de barrido: 25mm/s , error $\leq \pm 10\%$
- Corriente de fuga del paciente: $< 10\ \mu\text{A}$
- Corriente de entrada del paciente: $< 10\ \mu\text{A}$

RESPIRACIÓN:

- Derivaciones: I, II, o auto (por defecto: derivación II)
- Método: Método de impedancia torácica
- Rango RR: 0 a 200 lpm
- Precisión RR: 0 - 120 rpm: $\pm 1\ \text{rpm}$
- Resolución RR: 121 - 200 rpm: $\pm 2\ \text{rpm}$
- Tiempo de apnea: 1 rpm

NIBP:

- Método: Oscilación automática
- Modo de trabajo: Manual/ Automática/Secuencia/Reloj /Medición continua
- Parámetros: Sistólica, Diastólica, Media
- Ajuste del intervalo de medición: 1-720min (Ajustable)
- Precisión NIBP: $\pm 3\text{mmHg}$ ($\pm 0.4\text{kPa}$)
- Resolución de PNI: 1 mmHg
- Punción venosa: Si

SpO2:

- Precisión de medición: $\pm 2\%$ (70-100%)
- Rango de alarma: 0 a 100%
- Índice de perfusión: Si
- Tono: Sí
- SIQ: Si

PR:

- Rango de PR: 30-300bpm (NIBP) / 20-300pm (SpO2)
- Precisión: $\pm 3\ \text{lpm}$ o $\pm 3\%$, lo que sea mayor (NIBP) / $\pm 2\text{bpm}$ (SpO2)

TEMPERATURA (DOBLE CANAL):

- Técnica: Resistencia térmica
- Rango de temperatura: 0-50°C
- Precisión de temperatura: $\pm 0.1^\circ\text{C}$ o $\pm 0.2^\circ\text{F}$
- Unidad: °C/°F

BATERÍA:

- Tipo de batería: Recargable ION de Litio
- Capacidad de la batería: 4400mAh
- Tiempo de Carga: 4 Horas
- Tiempo de trabajo estándar: 3 horas

DIMENSIONES:

- $372 \times 262 \times 84\text{mm}$
- Peso: 5 kg (sin accesorios)
- Temperatura de trabajo: 0-40°C
- Humedad: 15 - 95% (sin condensación)

ALIMENTACIÓN:

- 100-240V, 50/60Hz

ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:

 944 640 865

 asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

- Av. Emancipación 549 Stand 118 - A
Cercado de Lima
- Jr. Manoa 244 - Breña

www.kendalimport.com.pe