

OXÍMETRO DE PULSO

Marca: EDAN

Modelo: H100B



DESCRIPCIÓN GENERAL:

El oxímetro está diseñado para monitoreo de forma continua o chequeo preliminar de la saturación de oxígeno arterial funcional (SpO₂) y frecuencia de pulso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales en hospitales, transporte intrahospitalare instalaciones tipo hospital. Muestra el valor de SpO₂, valor de frecuencia de pulso, plestismográfica, gráfica de barras, etc. (Opcional: sensor pediátrico y neonatal).

CLASIFICACIÓN:

Tipo de Protección : Equipo alimentado internamente

Cumplimiento de EMC : Clase B

Grado de Protección : Tipo BF-Parte aplicada

Modo de Funcionamiento : Medición continua

ESPECIFICACIONES:

Tamaño : 160 (L) x 70 (W) X 37,6 (H) (mm)

Peso : 165 (g) (sin batería)

AMBIENTE:

Temperatura de trabajo : 5oC - 40oC

Temperatura de Almacenaje : -20oC - 55oC

Humedad de trabajo : 25% - 80% (sin condensación)

Humedad de almacenaje : 25% - 93% (sin condensación)

Presión atmosférica de trabajo : 860 hPa - 1060 hPa

Presión atmosférica de almacenaje : 700 hPa - 1060 hPa

PANTALLA:

Tipo de pantalla : 128x64 matriz de puntos LCD, con luz posterior LED

Modo numérico de fuentes grandes :

Se muestra SpO₂, PR y gráfica de barras.

Modo Onda :

Se muestra SpO₂, PR, gráfica de barras y plestimograma



SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe

OXÍMETRO DE PULSO

Marca: EDAN

Modelo: H100B



ESPECIFICACIONES ADICIONALES



CLASIFICACIÓN:

Suministro : 4 pilas de 1,5V AA

INCLUYE:

Baterías recargables con cargador, consultar precio

RANGO DE MEDICIONES:

SpO2 : 0-100%

PR : 30-254 BPM



SERVICIO POSTVENTA / TÉCNICO:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe