

ULTRASONIDO FETÁL PORTÁTIL

MARCA: EDAN

MODELO: SONOTRAX BASIC A



ESPECIFICACIONES GENERALES:

Ideal para escuchar los latidos fetales, fácil manejo y traslado, portátil ideal para consultorios.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño ergonómico, compacto y liviano.
- con luz de fondo en la pantalla.
- indicador de nivel de Batería.
- Parlante incluido.
- Precisión de le medición de la Fetocardia, ofreciendo un sonido más claro.
- Transductor Ultrasónico a prueba de agua e intercambiable hasta 6 horas de operación continua.
- con función de auto apagado para el ahorro de energía.
- Apagado automático después de 1 minuto de no señal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

• PANTALLA LCD

- Dimensiones: 45mm x 24mm.
- Luz de fondo : AZUL

• ULTRASONIDO

- Modo de trabajo: Ondas Continuas.
- Frecuencias: 2MHz
- Transmisión de energía : < 10mW/cm²
- Rango FHR: 50 - 210 bpm.

• AUDIO

- Energía de la salida del audio : 1W

• AMBIENTE DE OPERACIÓN

- Temperatura para Operación : 5 - 40°C

• FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Alimentación: 2 pilas AA.
- Horas de Operación Continua: 4 Horas.



ÁREA COMERCIAL:



969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700



ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:



944 640 865



asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de lima

www.kendalimport.com.pe